



COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Pour diffusion immédiate

Panthera Dental est fier de présenter LA DIAMART™ *par Dominico Cascione, CDT*

QUEBEC, CANADA – 2 Mars 2017- Panthera Dental est heureux d'annoncer le lancement de son nouveau produit : LA DIAMART™ par Dominico Cascione, CDT. La Diamart™ est un pont sur implants en deux parties. Le pont sur implants peut être fabriqué en Zircon, Pekkton® ou PMMA et il est supporté par une barre d'implants en titane, une combinaison qui lui confère plusieurs avantages.

La Diamart™ permet de résoudre les défis d'angulation d'implants. De plus, la barre de titane augmente la rigidité et offre un support d'extension adéquat. L'accès facile au pont sur implants simplifie également la réparation. Un temporaire en PMMA est disponible en option avec ce produit et il est compatible avec plus de 450 plateformes d'implants.

À propos de Panther Dental

Panthera Dental est un chef de file dans le domaine des solutions implantaires CFAO et des appareils dentaires pour le traitement de troubles respiratoires du sommeil. Nous sommes reconnus pour la conception, le développement, la fabrication et la commercialisation de produits de médecine dentaire de haut niveau à partir de matériaux de qualité supérieure.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au +1 855 233-0388 ou veuillez visiter : www.pantheradental.com

--30--

p.j. Images de LA DIAMART

Contact:

Karine Robichaud, Gestionnaire Marketing | +1 855 233-0388 |
marketing@pantheradental.com